

Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Elmod3 Para Wb Y Elisa - Q96Fg2

Número de artículo: CM0026122

Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo anti-ELMOD3 validado para WB y ELISA, que reacciona con seres humanos, ratón y rata. El objetivo es una proteína GTPasa activadora para ARL2, implicada en la pérdida auditiva. Ideal para D y investigación.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	pAb de conejo anti-ELMOD3
Anotaciones/Alias	LST3; RBED1; RBM29; DFNA81; DFN888; ELMOD3
Especie	Humano
GeneID (Humano)	84173
GeneID	84173
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante correspondiente a los aminoácidos 290-381 de ELMOD3 humana (NP_001128493.1)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	Q96FG2
Peso molecular de la proteína	43kDa
Envío	Bolsa de hielo