

Anticuerpo Policlonal De Conejo Elovl6 Para Wb, Elisa - Q9H5J4

Número de artículo: CM0020793

Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo de alta calidad dirigido contra ELOVL6 humano, adecuado para Western blot y ELISA. Detecta ELOVL6 en muestras humanas, de ratón y de rata. Ideal para estudios sobre la elongación de ácidos grasos de cadena muy larga y el metabolismo de los lípidos.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	ELOVL6 pAb de Conejo
Observaciones/Alias	FAE; LCE; FACE; hELO2; ELOVL6
Especie	Humano
ID de Gen	79071
Inmunógeno	Péptido sintético correspondiente a una secuencia dentro de los aminoácidos 50-150 del ELOVL6 humano (NP_076995.1)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	Q9H5J4
Peso Proteico	31kDa
Envío	Bolsa de hielo