

Anticuerpo Policlonal De Conejo Contra Eno1 Para Wb, Ihc-P, If/Icc, Ip Y Elisa - P06733

Número de artículo: CM0015055



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo dirigido contra la alfa-enolasa humana (ENO1) para WB, IHC-P, IF/ICC, IP y ELISA. Presenta reactividad cruzada con ratón. Ideal para estudios sobre glucólisis, represión transcripcional y activación del plasminógeno.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	ENO1 pAb de conejo
Observaciones/Alias	NNE; PPH; MPB1; ENO1L1; ENO1-IT1; HEL-S-17; ENO1
Especie	Humano
GeneID (humano)	2023
GeneID	2023
Inmunógeno	Proteína recombinante; proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1-434 de ENO1 humana (NP_001419.1)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos policlonales
Aplicación	WB, IHC-P, IF/ICC, IP, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, ratón
SWISS	P06733
Peso molecular de la proteína	47 kDa
Envío	Bolsa de hielo