

Anticuerpo Monoclonal De Conejo Eno2 Para Wb - P09104

Número de artículo: CM0002804



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo dirigido contra ENO2 humano (gamma-enolasa, NSE), validado para WB, IF/ICC, IF-F, IHC-P y ELISA. Reacciona de forma cruzada con ratón y rata. Adecuado para investigación en neurociencias y detección de enolasa específica de neurona.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	Anticuerpo monoclonal de conejo ENO2
Observaciones/Alias	NSE; HEL-S-279; ENO2
Especie	Humano
GeneID (Humano)	2026
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 47-100 de ENO2 humano (NP_001966.1)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Monoclonales
Aplicación	WB, IF/ICC, IF-F, IHC-P, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	P09104
Peso Proteico	47 kDa
Envío	Bolsa de hielo