

Anticuerpo Policlinal De Conejo Enos Para Wb, If-P, Elisa - P29474

Número de artículo: CM0013675



Introducción

Anticuerpo policlinal de conejo de alta calidad contra la óxido nítrico sintasa endotelial humana (eNOS/NOS3). Validado para WB, IF-P, ELISA. Detecta una banda de 133 kDa; reacciona de forma cruzada con ratón y rata. Ideal para investigación vascular y de señalización de NO.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	eNOS pAb de Conejo
Observaciones/Alias	eNOS; ECNOS
Especie	Humano
GeneID (Humano)	4846
GeneID	4846
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1000-1203 de la eNOS humana (NP_000594.2)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, IF-P, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	P29474
Peso Proteico	133kDa
Envío	Bolsa de hielo