

Enpep Rabbit Pab Para Wb, Elisa - Q07075

Número de artículo: CM0012858



Introducción

ENPEP Rabbit pAb (APA/CD249/gp160) es un anticuerpo policlonal que detecta la glutamil aminopeptidasa humana y de ratón en WB y ELISA. Ideal para investigación sobre hipertensión y renal.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	ENPEP Rabbit pAb
Observaciones/Alias	APA; CD249; gp160; ENPEP
E>Especie	Humano
GeneID (humano)	2028
GeneID	2028
Inmunógeno	Péptido sintético
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón
SWISS	Q07075
Peso Proteico	109kDa
Envío	Bolsa de hielo