

Enpep Conejo Pab Para Wb, Ihc-P, Elisa - Q07075

Número de artículo: CM0026946



Introducción

Detección precisa de glutamil aminopeptidasa en muestras humanas, de ratón y de rata. Este pAb de conejo es compatible con Western blot, IHC-P y ELISA en hipertensión y biología renal.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	ENPEP Conejo pAb
Observaciones/Alias	APA; CD249; gp160; ENPEP
Especie	Humano
GeneID (Humano)	2028
GeneID	2028
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 708-957 de ENPEP humano (NP_001968.3).
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, IHC-P, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	Q07075
Peso Proteico	109kDa
Envío	Bolsa de hielo