

Anticuerpo Monoclonal De Conejo Contra Enterovirus Ev71 3D (Wb, Elisa) - Ev71 3D

Número de artículo: CM0004980

Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo (AcM) contra Enterovirus EV71 3D para aplicaciones de Western blot (WB) y ELISA. Inmunógeno expresado de forma recombinante; detecta la proteína 3D de EV71 con reactividad cruzada humana. Ideal para investigación en virología y desarrollo de diagnósticos.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	AcM de conejo contra EV71 3D
Especie	Enterovirus
Inmunógeno	Proteína recombinante de Enterovirus EV71 3D
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos monoclonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad cruzada	Humana
Peso de la proteína	51kDa
Envío	Bolsa de hielo