


Anticuerpo Monoclonal De Conejo Erab/Hsd17B10 Para Wb, Elisa - Q99714

Número de artículo: CM0002201



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo de alta calidad contra ERAB/HSD17B10 humano (HSD17B10, ID de gen 3028), adecuado para WB y ELISA. Reacciona de forma cruzada con muestras de humano, ratón y rata. Detecta una banda de proteína de 27 kDa.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	ERAB/HSD17B10 mAb de Conejo
Observaciones/Alias	ABAD; CAMR; ERAB; HCD2; MHBD; HADH2; MRPP2; MRX17; MRX31; SCHAD; MRXS10; SDR5C1; HSD10MD; 17b-HSD10; DUPXp11.22; ERAB/HSD17B10
Especie	Humano
ID de Gen (Humano)	3028
ID de Gen	3028
Inmunógeno	Péptido Sintético Un péptido sintético correspondiente a una secuencia dentro de los aminoácidos 162-261 del ERAB/HSD17B10 humano (Q99714).
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Monoclonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	Q99714
Peso Proteico	27 kDa
Envío	Bolsa de hielo