


Anticuerpo Policlonales De Conejo Contra Eral1 Para Wb Y Elisa - O75616

Número de artículo: CM0016446



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo anti-ERAL1 de alta calidad validado para WB y ELISA. Detecta ERAL1 humano, de ratón y de rata, una GTPasa mitocondrial crítica para la unión al ARNr 12S y el ensamblaje de la subunidad pequeña. Ideal para investigación mitocondrial y desarrollo de diagnósticos.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	ERAL1 Rabbit pAb
Observaciones/Alias	ERA; CEGA; ERA-W; H-ERA; ERAL1A; ERAL1B; HERA-A; HERA-B; PRLTS6; ERAL1
Especie	Humano
GeneID (Humano)	26284
GeneID	26284
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 198-437 de la ERAL1 humana (NP_005693.1).
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	O75616
Peso Molecular	48kDa
Envío	Bolsa de hielo