


Anticuerpo Monoclonal De Conejo Anti-Esr α Para Wb - P03372

Número de artículo: CM0004061



Introducción

Anticuerpo monoclonal recombinante de conejo anti-ESR α validado para WB, IP, ELISA, ChIP y Citometría de Flujo. Dirigido al receptor de estrógeno alfa humano (ER α) para investigación en señalización hormonal, cáncer y reproducción.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	Anticuerpo monoclonal de conejo anti-ESR α
Observaciones/Alias	ER; ESR α
Especie	Humano
ID del Gen (Humano)	2099
Inmunógeno	Péptido sintético correspondiente a los aminoácidos 495-595 de ESR α humano (NP_000116.2)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Monoclonales
Aplicación	WB, IP, ELISA, ChIP, FC (intra)
Reactividad Cruzada	Humano
SWISS	P03372
Peso Molecular de la Proteína	66kDa
Envío	Bolsa de hielo