

Anticuerpo Policlonal De Conejo Contra Esrp1 Para Wb, Elisa - Q6Nxxg1

Número de artículo: CM0014038



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo contra ESRP1 validado para WB y ELISA en humanos y ratones. Se dirige a la proteína reguladora del empalme epitelial 1, un factor de empalme implicado en la EMT y en la regulación de isoformas específicas del epitelio. Adecuado para la investigación en sordera y cáncer.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	pAb de conejo contra ESRP1
Observaciones/Alias	RBM35A; RMB35A; DFNB109; ESRP1
Especie	Humano
ID de gen	54845
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1-220 de ESRP1 humano (NP_060167.2)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, Ratón
SWISS	Q6NXXG1
Peso de la proteína	76 kDa
Envío	Bolsa de hielo