


Anticuerpo Policlonal De Conejo Contra Esrrb Para Wb Y Elisa - 095718

Número de artículo: CM0027990



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo contra ESRRB validado para Western blot y ELISA. Reconoce el receptor nuclear ERR2 humano y de ratón. Adecuado para investigación sobre pluripotencia de células madre, desarrollo temprano y regulación transcripcional. 095718.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	ESRRB Rabbit pAb
Observaciones/Alias	ERR2; ERRb; ESRL2; NR3B2; DFN35; ERRbeta2; ERR beta-2; ESRRB
Especie	Humano
GeneID (Humano)	2103
GeneID	2103
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 434-508 de la ESRRB humana (NP_004443.3).
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, Ratón
SWISS	095718
Peso molecular de la proteína	48kDa
Envío	Bolsa de hielo