

Anticuerpo Policlonal De Conejo Contra Etnk2 Para Wb, Elisa - Q9Nvf9

Número de artículo: CM0017830

Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo contra ETNK2 de alta especificidad, validado para Western blot y ELISA. Detecta la etanolamina quinasa 2 humana, implicada en la biosíntesis de fosfolípidos. Ideal para investigación en IVD.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	ETNK2 Rabbit pAb
Observaciones/alias	EKI2; HMFT1716; ETNK2
Especie	Humano
ID del gen (humano)	55224
ID del gen	55224
Inmunógeno	Proteína recombinante o proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1-386 de la ETNK2 humana (NP_060678.2).
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad cruzada	Humano
SWISS	Q9NVF9
Peso molecular	45 kDa
Envío	Bolsa de hielo