


Ets1 Pab De Conejo - P14921

Número de artículo: CM0019093



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo contra el factor de transcripción humano ETS1 para aplicaciones WB, IHC-P, IF/ICC y ELISA. Tiene reactividad cruzada con humano y ratón. Adecuado para investigación en regulación génica, inmunidad y angiogénesis.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	ETS1 pAb de conejo
Notas / Alias	p54; ETS-1; EWSR2; c-ets-1; ETS1
Especie	Humano
ID del gen	2113 (Humano)
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1-260 de ETS1 humano (NP_005229.1)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos policlonales
Aplicación	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, Ratón
SWISS	P14921
Peso de la proteína	50kDa
Envío	Bolsa de hielo