

Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Etv4 Para Wb Y Elisa - P43268

Número de artículo: CM0020755



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo anti-ETV4 (P43268) validado para WB y ELISA. Reacciona con humano, ratón y rata. Inmunógeno recombinante que cubre los aminoácidos 40-246 de la ETV4 humana. Dirige contra un activador transcripcional involucrado en la posición de las neuronas motoras y la diferenciación de queratinocitos.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	pAb de conejo anti-ETV4
Observaciones/Alias	E1AF; PEA3; E1A-F; PEAS3; ETV4
Especie	Humano
GeneID (Humano)	2118
GeneID	2118
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 40-246 de la ETV4 humana (NP_001977.1)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	P43268
Peso de la proteína	54kDa
Envío	Bolsa de hielo