

Anticuerpo Policlonal De Conejo Contra La Proteasa 3C Del Ev71 Para Wb Y Elisa - Ev71 3C Conejo Pab

Número de artículo: CM0021432

Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo dirigido contra la proteasa 3C del EV71 (aa 1-183). Validado para Western blot y ELISA con una amplia reactividad cruzada predicha. Adecuado para investigación de enterovirus y desarrollo de ensayos de diagnóstico.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	EV71 3C Conejo pAb
Especie	Enterovirus
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1-183 de la proteasa 3C del EV71 humano. (B9VUU3)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Otra (Amplio Rango Predicho)
Envío	Bolsa de hielo