

Mab De Conejo Contra Ev71 3C - Ev71 3C

Número de artículo: CM0006569

Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo contra la proteasa 3C del enterovirus EV71, validado para WB y ELISA. Adecuado para la detección y la investigación del enterovirus, con un peso molecular previsto de 20 kDa.

[Aprende más](#)

Parámetro	Especificación
Nombre del producto	mAb de conejo contra EV71 3C
Especie	Enterovirus
Inmunógeno	Proteína recombinante 3C del enterovirus EV71
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos monoclonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad cruzada	Enterovirus
Peso de la proteína	20 kDa
Envío	Bolsa de hielo