

## Ev71 3D Conejo Pab - B9Vuu3

Número de artículo: CM0020366

### Introducción

EV71 3D Conejo pAb es un anticuerpo policlonal producido en conejo contra la proteína 3D del Enterovirus EV71 (aa 1-217, B9VUU3). Adecuado para aplicaciones de WB y ELISA con reactividad cruzada humana. Ideal para la investigación del EV71 y el desarrollo de diagnósticos.

[Aprende más](#)

| Parámetro           | Valor                                                                                                                                              |
|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nombre del Producto | EV71 3D Conejo pAb                                                                                                                                 |
| Especie             | Enterovirus                                                                                                                                        |
| Inmunógeno          | Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1-217 de la proteína 3D del Enterovirus EV71 (B9VUU3) |
| Origen              | Conejo                                                                                                                                             |
| Categoría           | Anticuerpos Policlonales                                                                                                                           |
| Aplicación          | WB, ELISA                                                                                                                                          |
| Reactividad Cruzada | Humana                                                                                                                                             |
| Envío               | Bolsa de hielo                                                                                                                                     |