

Anticuerpo Policlonal De Conejo Ev71 3D - Ev71 3D

Número de artículo: CM0030785

Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo generado contra la proteína recombinante 3D del Enterovirus EV71. Aplicable en WB y ELISA, con reactividad cruzada humana reportada. Compatible con la detección de EV71 y el desarrollo de ensayos.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	EV71 3D pAb de Conejo
Especie	Enterovirus
Inmunógeno	Proteína recombinante 3D del Enterovirus EV71
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano
Envío	Bolsa de hielo