

Anticuerpo Monoclonal De Conejo Ewsr1 Para Wb, Ihc-P - Q01844

Número de artículo: CM0010300



Introducción

Anticuerpo Monoclonal de Conejo EWSR1 validado para WB, IHC-P, IF/ICC, IP, ELISA. Objetivo extremo N de EWSR1 humano; reacciona con humano, ratón, rata. Ideal para estudios de cáncer y regulación de la transcripción.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	EWSR1 mAb de conejo
Observaciones/Alias	EWS; EWS-FLI1; bK984G1.4; EWSR1
Especie	Humano
ID de gen (Humano)	2130
ID de gen	2130
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1-189 de EWSR1 humano (Q01844)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Monoclonales
Aplicación	WB, IHC-P, IF/ICC, IP, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	Q01844
Peso proteico	68kDa
Envío	Bolsa de hielo