

Anticuerpo Policlonal De Conejo Contra Ewsr1 Para If/Icc, Elisa - Q01844

Número de artículo: CM0016801



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo contra EWSR1 humano, validado para aplicaciones de IF/ICC y ELISA. Se dirige a la proteína de la región de punto de ruptura del sarcoma de Ewing 1, un represor transcripcional implicado en la tumorigénesis.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	EWSR1 Rabbit pAb (Anticuerpo policlonal de conejo)
Observaciones/Alias	EWS; EWS-FLI1; bK984G1.4; EWSR1
Especie	Humano
GeneID (Humano)	2130
GeneID	2130
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1-300 de EWSR1 humano (NP_001156757.1)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos policlonales
Aplicación	IF/ICC, ELISA
Reactividad cruzada	Humano
SWISS	Q01844
Peso de la proteína	68kDa
Envío	Bolsa de hielo