

Anticuerpo Policlonal De Conejo Contra Exoc3 Para Wb, Elisa - O60645

Número de artículo: CM0021013

Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo de alta calidad contra EXOC3 (Sec6), validado para Western blot (WB) y ELISA. Presenta reactividad cruzada con humano, ratón y rata. Adecuado para la investigación del complejo exocisto y la exocitosis en entornos diagnósticos y de laboratorio.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	EXOC3 Rabbit pAb
Observaciones/Alias	SEC6; Sec6p; SEC6L1; EXOC3
Especie	Humano
ID del gen (humano)	11336
ID del gen	11336
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 396-745 de EXOC3 humano (NP_009208.2).
Fuente	Rabbit
Categoría	Anticuerpos policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, ratón, rata
SWISS	O60645
Peso de la proteína	86 kDa
Envío	Bolsa de hielo