

Anticuerpo Policlonal De Conejo Exosc4 Para Wb, Elisa - Q9Npd3

Número de artículo: CM0029152



Introducción

Anticuerpo Policlonal de Conejo EXOSC4 validado para WB y ELISA contra muestras humanas y de rata, dirigido al componente del exosoma de ARN RRP41 (Q9NPD3). Ideal para estudios de procesamiento y degradación de ARN.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	EXOSC4 pAb de Conejo
Observaciones/Alias	SKI6; p12A; RRP41; Ski6p; RRP41A; Rrp41p; hRrp41p; EXOSC4
Especie	Humano
GenelD (Humano)	54512
GenelD	54512
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1-245 del EXOSC4 humano (NP_061910.1).
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Rata
SWISS	Q9NPD3
Peso Proteico	26kDa
Envío	Bolsa de hielo