


Anticuerpo Policlonal De Conejo Extl3 Para Wb, Ihc-P, Elisa - O43909

Número de artículo: CM0030676



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo contra EXTL3 humano, una glicosiltransferasa y receptor REG3. Validado para WB, IHC-P, ELISA; reacciona de forma cruzada con ratón y rata. Ideal para estudios de señalización de heparán sulfato y REG3.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	EXTL3 pAb de Conejo
Observaciones/Alias	RPR; BOTV; REGR; EXTR1; ISDNA; EXTL1L; EXTL3
Especie	Humano
ID de Gen (Humano)	2137
ID de Gen	2137
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 52-220 del EXTL3 humano (NP_001431.1)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, IHC-P, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	O43909
Peso Proteico	105kDa
Envío	Bolsa de hielo