


F2R Rabbit Pab - P25116

Número de artículo: CM0024730



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo anti-F2R de alta calidad para la detección por Western blot y ELISA del receptor activado por proteasas 1 humano, de ratón y de rata. Ideal para la investigación de coagulación y estudios cardiovasculares.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	F2R Rabbit pAb
Observaciones/Alias	TR; HTR; CF2R; PAR1; PAR-1; F2R
Especie	Humano
ID de gen (Humano)	2149
ID de gen	2149
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 42-110 del F2R humano (NP_001983.2)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	P25116
Peso proteico	47kDa
Envío	Bolsa de hielo