

Anticuerpo Monoclonal De Conejo F4/80 Para If, Ihc-P, Elisa - Q61549

Número de artículo: CM0006997

Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo contra el F4/80 (Emr1) de ratón, adecuado para inmunofluorescencia, inmunohistoquímica (parafina) y ELISA. Detecta el F4/80 de ratón y rata, un marcador de macrófagos involucrado en la adhesión celular y el desarrollo de células T reguladoras. Ideal para investigación inmunológica.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	Anticuerpo monoclonal de conejo F4/80
Observaciones/Alias	Emr1; Ly71; F4/80; Gpf480; TM7LN3; DD7A5-7; EGF-TM7
Especie	Ratón
GenelD (Humano)	2015
GenelD	13733
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 367-645 del F4/80 de ratón (NP_034260.1)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Monoclonales
Aplicación	IF-P, IHC-P, ELISA
Reactividad Cruzada	Ratón, Rata
SWISS	Q61549
Peso Proteico	102kDa
Envío	Bolsa de hielo