

## Anticuerpo Monoclonal Fadd Rabbit Polymab® Para Wb, Ip, Ihc-P, Elisa - Q61160 / Q13158

Número de artículo: CM0009805



### Introducción

Anticuerpo monoclonal FADD Rabbit PolymAb® de alta especificidad para investigación en apoptosis. Validado en WB, IP, IHC-P y ELISA con reactividad cruzada para FADD humano, de ratón y rata (ID gen 8772/14082).

[Aprende más](#)

| Parámetro           | Valor                                                                        |
|---------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| Nombre del producto | FADD Rabbit PolymAb®                                                         |
| Observaciones/Alias | Mort1/FADD                                                                   |
| Especie             | Humano/Ratón                                                                 |
| ID gen (Humano)     | 8772                                                                         |
| ID gen (Ratón)      | 14082                                                                        |
| Inmunógeno          | Proteína recombinante (proteína de fusión recombinante de FADD humano/ratón) |
| Origen              | Conejo                                                                       |
| Categoría           | Anticuerpos monoclonales                                                     |
| Aplicación          | WB, IP, IHC-P, ELISA                                                         |
| Reactividad cruzada | Humano, Ratón, Rata                                                          |
| SWISS               | Q61160/Q13158                                                                |
| Peso de la proteína | 23kDa                                                                        |
| Envío               | Bolsa de hielo                                                               |