


Anticuerpo Policlonal De Conejo Faf1 (Wb/Elisa) - Q9Unn5

Número de artículo: CM0027020



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo contra FAF1 humano (factor asociado a FAS), adecuado para Western blot y ELISA. Reacciona cruzadamente con Humano, Ratón, Rata. Ideal para estudios de apoptosis y replicación del ADN.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	FAF1 Rabbit pAb
Observaciones/Alias	hFAF1; CGI-03; HFAF1s; UBXD12; UBXN3A; FAF1
Especie	Humano
GeneID (Humano)	11124
GeneID	11124
Inmunógeno	Proteína recombinante Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1-280 de FAF1 humano (NP_008982.1).
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	Q9UNN5
Peso Proteico	74kDa
Envío	Bolsa de hielo