

Fam160B2 Pab De Conejo - Q80Yr2

Número de artículo: CM0019182

Introducción

FAM160B2 pAb de conejo es un anticuerpo policlonal para WB, IHC-P, IF/ICC, IP, ELISA. Validado en humano, ratón, rata, dirigido a la subunidad del complejo FHF proteína 2B que interactúa con HOOK involucrada en la señalización MAPK/ERK y la función de barrera intestinal.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	FAM160B2 pAb de conejo
Observaciones/Alias	Rai16; Fam160b2; G430067P06Rik; FAM160B2
Especie	Ratón
GeneID (Humano)	239170
GeneID	239170
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 74-303 del FAM160B2 de ratón (NP_919326.1)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos policlonales
Aplicación	WB, IHC-P, IF/ICC, IP, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	Q80YR2
Peso proteico	82kDa
Envío	Bolsa de hielo