


Mab De Conejo Anti-Fam50A (Anticuerpo Monoclonal Anti-Fam50A) Para Wb, Ihc-P, Elisa - Q14320

Número de artículo: CM0007163



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo dirigido a la proteína FAM50A humana, validado para western blot, inmunohistoquímica y ELISA. Presenta reactividad cruzada con proteínas de ratón y rata. Ideal para el estudio de la regulación del splicing de pre-ARNm.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	mAb de conejo anti-FAM50A
Observaciones/Alias	XAP5; HXC26; MRXSA; HXC-26; DXS9928E; FAM50A
Especie	Humano
GeneID (Humano)	9130
GeneID	9130
Inmunógeno	Proteína recombinante Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1-100 de la FAM50A humana (NP_004690.1)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos monoclonales
Aplicación	WB, IHC-P, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	Q14320
Peso de la proteína	40kDa
Envío	Bolsa de hielo