

Anticuerpo Policlonal De Conejo Contra Fancd2 Para Wb, If/Icc, Ip, Elisa - Q9Bxw9

Número de artículo: CM0022952



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo contra FANCD2, validado para Western blot, inmunofluorescencia, inmunoprecipitación y ELISA. Detecta FANCD2 (164 kDa) de humano, ratón y rata. Adecuado para investigación en reparación del ADN y anemia de Fanconi.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	FANCD2 Rabbit pAb
Notas / Alias	FA4; FAD; FADC; FAD2; FA-D2; FANCD; FANCD2
Especie	Humano
ID de gen (Humano)	2177
ID de gen	2177
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1-291 de FANCD2 (NP_001018125.1)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos policlonales
Aplicación	WB, IF/ICC, IP, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	Q9BXW9
Peso de la proteína	164kDa
Envío	Bolsa de hielo