


Faslg Rabbit Pab - P48023

Número de artículo: CM0014159



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo contra FasLG para WB, IHC-P y ELISA. Reconoce FasLG humano y de ratón, un mediador clave de la apoptosis. Ideal para estudiar la muerte de las células inmunitarias y la tolerancia inmunitaria.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	FasLG Rabbit pAb
Observaciones/Alias	APTL, FASL, CD178, CD95L, ALPS1B, CD95-L, TNFSF6, TNLG1A, APT1LG1, FasLG
Especie	Humano
ID del gen	356
Inmunógeno	Péptido sintético correspondiente a una secuencia dentro de los aminoácidos 101-200 de FasLG humano (NP_000630.1)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos policlonales
Aplicación	WB, IHC-P, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, ratón
SWISS	P48023
Peso molecular de la proteína	31 kDa
Envío	Bolsa de hielo