

Anticuerpo Monoclonal De Conejo Contra La Cadena Pesada Esquelética Rápida De Miosina - P12882

Número de artículo: CM0009205

Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo contra MYH1 humano (Miosina-1, cadena pesada del músculo esquelético). Validado para WB, IF-P, IHC-P, ELISA. Reacciona de forma cruzada con ratón y rata. Ideal para la fisiología muscular y la investigación auditiva.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	Anticuerpo monoclonal de conejo contra la cadena pesada esquelética rápida de miosina
Observaciones/Alias	MYHa; HEL71; MYHSA1; MyHC-2x; MyHC-2X/D
Especie	Humano
GeneID (Humano)	4619
GeneID	4619
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1-100 de MYH1 humano (NP_005954.3).
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos monoclonales
Aplicación	WB, IF-P, IHC-P, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	P12882
Peso proteico	223kDa
Envío	Bolsa de hielo