

Anticuerpo Policlonal De Conejo Fastkd5 Para Wb, If/Icc, Elisa - Q7L8L6

Número de artículo: CM0024532

Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo dirigido a FASTKD5, adecuado para Western blot, IF/ICC y ELISA. Reacciona con muestras humanas, de ratón y de rata. Ideal para la investigación del procesamiento del ARN mitocondrial.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	pAb de conejo FASTKD5
Observaciones/Alias	dj1187M17.5; FASTKD5
Especie	Humano
GenelD (Humano)	60493
GenelD	60493
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 495-764 de FASTKD5 humano (NP_068598.1).
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos policlonales
Aplicación	WB, IF/ICC, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	Q7L8L6
Peso proteico	87kDa
Envío	Bolsa de hielo