

Fau Rabbit Pab - P35544

Número de artículo: CM0017575

Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo FAU validado para aplicaciones de Western blot (WB) y ELISA. Detecta la proteína endógena FAU/RPS30 (~14 kDa) en especies humanas, de ratón y de rata. Ideal para la investigación de la apoptosis y de la proteína de fusión similar a la ubiquitina.

[Aprende más](#)

Parámetro	Especificación
Nombre del producto	FAU Rabbit pAb
Observaciones/Alías	S30; FAU1; Fub1; Fubi; asr1; eS30; RPS30; MNSFbeta; FAU
Especie	Humano
ID de gen	2197
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1-133 de FAU humana (NP_001988.1)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	P35544
Peso de la proteína	14 kDa
Envío	Bolsa de hielo