

Anticuerpo Policlonal De Conejo Fbln1 Para Wb, Elisa - P23142

Número de artículo: CM0023090

Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo de alta calidad contra Fibulina-1 humana (FBLN1), validado para WB y ELISA. Reacciona con FBLN1 humano, de ratón y de rata. Adecuado para la investigación de la matriz extracelular y la adhesión celular.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	FBLN1 pAb de Conejo
Observaciones/Alías	FBLN; FIBL1; FBLN1
Especie	Humano
ID de Gen (Humano)	2192
ID de Gen	2192
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 570-670 de la FBLN1 humana (NP_001987.2)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	P23142
Peso Proteico	77kDa
Envío	Bolsa de hielo