

Anticuerpo Policlonal De Conejo Fcgrt Para Wb, If/Icc, Elisa - P55899

Número de artículo: CM0025764



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo de alta calidad contra FCGRT (FcRn) humano, validado para WB, IF/ICC, ELISA. Reacciona cruzadamente con ratón y rata. Ideal para la investigación del reciclaje de IgG y la inmunidad neonatal.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	FCGRT Rabbit pAb
Observaciones/Alias	FCRN; FcγgammaRn; cadena alfa; FCGRT
Especie	Humano
ID de Gen (Humano)	2217
ID de Gen	2217
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 27-290 del FcRn humano (NP_004098.1)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, IF/ICC, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	P55899
Peso Proteico	40kDa
Envío	Bolsa de hielo