

Fchsd1 Conejo Pab - Q86Wn1

Número de artículo: CM0017951

Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo contra FCHSD1 humano. Validado para WB, IHC-P, ELISA. Reacciona de forma cruzada con ratón y rata. Adecuado para estudiar la polimerización de actina y la dinámica del citoesqueleto.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	FCHSD1 Conejo pAb
Observaciones/Alias	NWK2; FCHSD1
Especie	Humano
GeneID (Humano)	89848
GeneID	89848
Inmunógeno	Proteína Recombinante Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 100-400 de FCHSD1 humano (NP_258260.1).
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, IHC-P, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	Q86WN1
Peso Proteico	77kDa
Envío	Bolsa de hielo