


Anticuerpo Policlonal De Conejo Fes Para Wb, Elisa - P07332

Número de artículo: CM0027649



Introducción

El Anticuerpo Policlonal de Conejo FES se dirige al FES humano (93 kDa) con reactividad cruzada al ratón. Adecuado para aplicaciones de WB y ELISA en la señalización de tirosina quinasas, la desgranulación de células cebadas y la investigación del citoesqueleto.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	FES pAb de Conejo
Observaciones/Alias	FPS; FES
Especie	Humano
GeneID (Humano)	2242
GeneID	2242
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 120-420 del FES humano (NP_001137256.1)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Ratón
SWISS	P07332
Peso Proteico	93kDa
Envío	Bolsa de hielo