

## Anticuerpo Policlonal De Conejo Fgb Para Wb, If/Icc, Elisa - P02675

Número de artículo: CM0015607



### Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo contra la cadena beta de fibrinógeno humano (FGB) validado para WB, IF/ICC, ELISA. Reacciona con humano, ratón, rata. Ideal para investigación en hemostasia, trombosis y cicatrización de heridas.

[Aprende más](#)

| Parámetro           | Valor                                                                                                                              |
|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nombre del Producto | FGB Conejo pAb                                                                                                                     |
| Observaciones/Alias | HEL-S-78p; FGB                                                                                                                     |
| Especie             | Humano                                                                                                                             |
| GeneID (Humano)     | 2244                                                                                                                               |
| GeneID              | 2244                                                                                                                               |
| Inmunógeno          | Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 111-222 del FGB humano (NP_005132.2). |
| Fuente              | Conejo                                                                                                                             |
| Categoría           | Anticuerpos Policlonales                                                                                                           |
| Aplicación          | WB, IF/ICC, ELISA                                                                                                                  |
| Reactividad Cruzada | Humano, Ratón, Rata                                                                                                                |
| SWISS               | P02675                                                                                                                             |
| Peso Proteico       | 56kDa                                                                                                                              |
| Envío               | Bolsa de hielo                                                                                                                     |