

Fgd4 Conejo Pab (Anticuerpo Policlonal) Para Wb, Elisa - Q96M96

Número de artículo: CM0030582

Introducción

FGD4 Conejo pAb es un anticuerpo policlonal dirigido contra FGD4 humano, validado para WB y ELISA. Reacciona de forma cruzada con humano, ratón y rata. Adecuado para investigación de dinámica del citoesqueleto y enfermedades neurológicas.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	FGD4 Conejo pAb
Observaciones/Alias	CMT4H; FRABP; ZFYVE6; FGD4
Especie	Humano
GeneID (Humano)	121512
GeneID	121512
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 99-198 de FGD4 humano (NP_640334.2)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	Q96M96
Peso Proteico	87kDa
Envío	Bolsa de hielo