

Anticuerpo Policlonal De Conejo Contra Fgf23 Para Wb, If/Icc, Elisa - Q9Gzv9

Número de artículo: CM0027147



Introducción

FGF23 Rabbit pAb validado para WB, IF/ICC, ELISA en Humano, Ratón y Rata. Regula el metabolismo del fosfato y la vitamina D; esencial para la investigación de trastornos óseos. Objetivo de 28kDa.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	FGF23 Rabbit pAb
Observaciones/Alias	ADHR; FGFN; HYPF; HFTC2; HPDR2; PHPTC; FGF23
Especie	Humano
ID del Gen (Humano)	8074
ID del Gen	8074
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 25-251 de FGF23 humana (NP_065689.1)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, IF/ICC, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	Q9GZV9
Peso Molecular	28kDa
Envío	Bolsa de hielo