

Anticuerpo Policlonal De Conejo Fgfr2 Para Ihc-P Y Elisa - P21802

Número de artículo: CM0022587



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo dirigido contra FGFR2 humano, apto para IHC-P y ELISA. Reacciona de forma cruzada con ratón y rata. Ideal para investigación en biología del desarrollo, oncología y trastornos esqueléticos.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	FGFR2 Rabbit pAb
Notas / Alias	BEK; JWS; BBDS; CEK3; CFD1; ECT1; KGFR; TK14; TK25; BFR-1; CD332; K-SAM; FGFR2
Especie	Humano
ID de gen (Humano)	2263
ID de gen	2263
Inmunógeno	Péptido sintético
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos policlonales
Aplicación	IHC-P, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	P21802
Peso de proteína	92kDa
Envío	Bolsa de hielo