

Fhl1 Pab De Conejo Para Wb Y Elisa - Q13642

Número de artículo: CM0024864



Introducción

Este anticuerpo policlonal de conejo reconoce la proteína 1 de cuatro dominios y medio LIM (FHL1/SLIM), un regulador del desarrollo muscular. Validado para WB y ELISA, presenta reactividad cruzada con ratón, por lo que es adecuado para estudios de músculo esquelético e hipertrofia.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	FHL1 pAb de conejo
Notas/Alias	KYOT; SLIM; FCMSU; FHL-1; FHL1A; FHL1B; FLH1A; SLIM1; XMPMA; RBMX1A; RBMX1B; SLIM-1; SLIMMER; FHL1
Especie	Humano
GeneID	2273
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 27-296 de la FHL1 humana (NP_001153171.1)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, Ratón
SWISS	Q13642
Peso molecular de la proteína	36 kDa
Envío	Bolsa de hielo