


Fip200 Rabbit Pab - Q8Tdy2

Número de artículo: CM0015282



Introducción

FIP200 Rabbit pAb es un anticuerpo policlonal que detecta RB1CC1 humano, de ratón y de rata. Validado en WB, IHC-P y ELISA; ideal para la investigación de la autofagia y el cáncer.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	FIP200 Rabbit pAb
Observaciones/Alias	CC1; ATG17; FIP200; PPP1R131
Especie	Humano
GeneID (humano)	9821
GeneID	9821
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1280-1400 de FIP200 humano (NP_055596.3).
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos policlonales
Aplicación	WB, IHC-P, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, ratón, rata
SWISS	Q8TDY2
Peso de la proteína	183 kDa
Envío	Bolsa de hielo