

Anticuerpo Monoclonal Anti-Cd4 De Pollo Conjugado Con Fitc Para Citometría De Flujo - Q9W6V7

Número de artículo: CM0004644

Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo conjugado con FITC dirigido contra el CD4 de pollo (55 kDa). Adecuado para citometría de flujo en linfocitos de pollo. Mapeado al dominio extracelular de la proteína de superficie de las células T.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	mAb de Conejo Anti-CD4 de Pollo con FITC
Observaciones/Alias	CD4
Especie	Pollo
ID de Gen (Humano)	920
ID de Gen	395362
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 28-423 del CD4 de pollo (NP_989980.2)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Monoclonales
Aplicación	FC
Reactividad Cruzada	Pollo
SWISS	Q9W6V7
Peso Proteico	55 kDa
Envío	Bolsa de hielo