

Anticuerpo Monoclonal Anti-Cd3E De Ratón Conjugado Con Fitc - Cd3E

Número de artículo: CM0003976

Introducción

Anticuerpo monoclonal conjugado con FITC que reconoce específicamente el CD3e de ratón (épsilon CD3) para aplicaciones de citometría de flujo. Procedente de hámster armenio, este reactivo permite la detección precisa de linfocitos T en muestras de ratón.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	Anticuerpo Monoclonal Anti-CD3e de Ratón conjugado con FITC
Observaciones/Alias	CD3; T3e; CD3epsilon
Especie	Ratón
ID del Gen	12501
Inmunógeno	Proteína recombinante de CD3e de Ratón
Origen	Hámster Armenio
Categoría	Anticuerpos Monoclonales
Aplicación	CF (Citometría de Flujo)
Reactividad Cruzada	Ratón
Envío	Bolsa de hielo