

Anticuerpo Monoclonal De Conejo Anti-Igg De Cabra (Fc) Fragmento Conjugado Con Fitc - Igg Fc De Cabra

Número de artículo: CM0009886

Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo conjugado con FITC de alta especificidad que se dirige al fragmento Fc de la IgG de cabra, validado para citometría de flujo. Ideal para la detección de IgG de cabra en ensayos inmunológicos de investigación y diagnóstico.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	mAb de Conejo Anti-IgG de Cabra (Fc) Fragmento FITC
Especie	Cabra
Inmunógeno	Proteína recombinante Proteína recombinante del fragmento Fc de IgG de cabra.
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Monoclonales
Aplicación	FC
Reactividad Cruzada	Cabra
Envío	Bolsa de hielo