

## Anticuerpo Monoclonal De Conejo Anti-Humano Cd2 Conjugado Con Fitc Para Fc - P06729

Número de artículo: CM0008149



### Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo anti-humano CD2 conjugado con FITC para citometría de flujo (FC). Específico para CD2 humano (T11/SRBC/LFA-2), un antígeno de superficie de células T de 39 kDa. Validado para FC. Ideal para inmunofenotipado de células T y NK y estudios de adhesión.

[Aprende más](#)

| Parámetro           | Valor                                                                                                                                                   |
|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nombre del Producto | mAb de Conejo anti-Humano CD2 con FITC                                                                                                                  |
| Observaciones/Alias | T11; SRBC; LFA-2                                                                                                                                        |
| Especie             | Humano                                                                                                                                                  |
| GeneID (Humano)     | 914                                                                                                                                                     |
| GeneID              | 914                                                                                                                                                     |
| Inmunógeno          | Proteína recombinante Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 25-209 del CD2 humano (NP_001758.2). |
| Fuente              | Conejo                                                                                                                                                  |
| Categoría           | Anticuerpos Monoclonales                                                                                                                                |
| Aplicación          | FC                                                                                                                                                      |
| Reactividad Cruzada | Humano                                                                                                                                                  |
| SWISS               | P06729                                                                                                                                                  |
| Peso Proteico       | 39kDa                                                                                                                                                   |
| Envío               | Bolsa de hielo                                                                                                                                          |